

## Upute za uzimanje uzoraka konjske dlake

Uzimanje uzorka DNA ključni je korak u dobivanju rezultata traženog DNA testa. Od iznimne je važnosti da se strogo pridržavate slijedećih uputa kako bi se umanjila vjerojatnost kontaminacije uzorka DNA konja stranom DNA te kako bi kvaliteta i količina DNA bila zadovoljavajuća za potrebe testa.




Obavezno pročitajte upute jednom do kraja prije nego što krenete s postupkom.

### Priprema

1. Ako uzimate dlake od više konja, obavezno operite ruke prije te između svakog uzimanja uzorka.
2. **UPOZORENJE:** korijene iščupanih dlaka nikako ne dodirujte prstima.
3. Budite spremni poslati uzorke istog dana kad uzimate uzorke DNA. Uspješnost testiranja je puno veća ako je uzorak svjež.

### Uzimanje uzorka

1. Iščupajte 30-40 dlaka sa korijenom iz grive ili repa. Nikako ne slati slomljene ili odrezane dlake.
2. **NAPOMENA:** pri čupanju dlake primite što bliže koži kako bi bili sigurni da će te iščupati i korijen.
3. Iščupane dlake stavite u kuvertu.
4. Ako šaljete uzorke od više konja, dlaku od svakog konja stavite u posebnu kuvertu.
5. Zatvorite kuvertu i na nju napišite identifikacijske podatke konja.



### Slanje uzorka

1. Preuzmite „Obrazac za narudžbu“ u sekciji Preuzimanja na našoj web stranici. Popunite obrazac elektronički ili ručno, ispišite i potpišite ga. Ukoliko obrazac popunjavate ručno pripazite da su svi podatci čitko popunjeni.
2. Umetnite popunjeni „Obrazac za narudžbu“ te kuvertu sa konjskom dlakom u novu oмотnicu te pošaljite na adresu:

AnimaLabs  
Samoborska cesta 217/A  
10 090 Zagreb  
Hrvatska